

定期モニタリング

スタンダードプラン

実施頻度：年4回（スタンダードプランとエコプランの定期モニタリングを交互に実施して年4回でも可）

対象豚	産歴・日齢	STAGE		I	II	III	IV	V
		材料	検査項目	頭数				
種豚	産歴偏りなく	血清	ELISA PCR	30頭			60頭	
肥育豚	30日齢 60日齢 90日齢 120日齢 150日齢 180日齢	血清	ELISA PCR	各10頭			各20頭	

頭数設定：種豚の抗体陽性率2%(ステージIV・Vは1%)の陽性検体を95%の確率で検出

エコプラン（頻度と回数を減らした最低限のプラン）

実施頻度：年2回

対象豚	産歴・日齢	STAGE I～V			備考
		材料	検査項目	頭数	
種豚	産歴偏りなく	血清	ELISA PCR	15頭	
肥育豚	30日齢 60日齢 90日齢 120日齢 150日齢 180日齢	血清	ELISA PCR	各5頭	30日齢以外については口腔液での代用可 ・各日齢ロープ1本以上（ステージIV、Vは2本以上。また、1本あたり25頭を超える場合は本数を増やす*。本数を増やした場合、各1検体とし、プールしない。） （血液と比較してPCR感度70%**） ※参考資料：Oral Fluids Sample Collection Guide IDEXX社 **参考資料：株式会社エス・エム・シー社内資料

頭数設定：種豚の抗体陽性率5%の陽性検体を95%の確率で検出 参考サイト：<http://www.winepi.net/>